

DECONTAMINATIEVERKLARING

*Graag deze decontaminatieverklaring ondertekenen en samen met het instrumentarium retourneren.
Het bijgevoegde etiket dient ingevuld en zichtbaar op de verpakking te worden aangebracht na decontaminatie !*

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat het volgende instrumentarium:

.....	Lotnr:
.....	Lotnr:
.....	Lotnr:
.....	Lotnr:

is gebruikt bij **dieren** of **humaan post mortem**:

JA / NEE ⁽¹⁾

Indien Ja: Instrumentarium dat bij dieren of humaan post mortem materiaal is gebruikt dient te worden behandeld alsof het (v)CJD-gecontamineerd is. Het kan alleen klinisch hergebruikt worden indien het behandeld is volgens een (v)CJD protocol.

Instrumenten met een nauw lumen en daardoor moeilijk te reinigen mogen niet opnieuw gebruikt worden voor klinische toepassing.

Is het instrumentarium gedecontamineerd ⁽²⁾ volgens het (v)CJD-protocol ⁽³⁾ ? **JA / NEE** ⁽¹⁾

Indien Nee: Is het instrumentarium gebruikt ?

JA / NEE ⁽¹⁾

Is het instrumentarium gedecontamineerd ⁽²⁾ volgens het standaard protocol ? **JA / NEE** ⁽¹⁾

Ziekenhuis / bedrijfsnaam:
Chirurg / gebruiker:
Plaats:
Datum:
Naam:
Handtekening:




Spierings Orthopaedics B.V.
Madoerastraat 24
6524 LH Nijmegen

1 = doorhalen wat niet van toepassing is.

2 = met decontaminatie wordt bedoeld: reinigen, desinfecteren en (on)verpakt steriliseren.

3 = Creutzfeldt-Jakob Disease protocol.

Decontaminatie kennisgeving


 Hierlangs afknippen

Decontaminatie etiket

Instrumentarium in deze verpakking is gedecontamineerd volgens verklaring met code DOD-MOI001 Rev. 0 van Spierings Orthopaedics B.V.

Afzender:

Ziekenhuis / bedrijfsnaam
Adres

 Hierlangs afknippen